

zubaba



八腔玻片说明书

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请仔细阅读说明书！

Reed instriation manual carefully before use

简介

你选择了**zubaba**八腔玻片

一种专门用于猪精液检测的载玻片，本产品针对猪独家制作，大大的优化了计数池深度形成单层，独立的精子细胞，不会发生重叠，堆积等现象。

使精子在同一焦面上清晰成像，同时又不影响精子水平方向的自由运动。

采用特殊优化的排气设计，精液从加样口自动吸入，并轻松快速充满整个分析腔室，节省时间，减轻工作强度

收益最大化


更少的成本

简易的操作

安全的材质

稳定的使用

产品规格：



产品材质	石英
产品规格	50片/盒
产品型号	四腔/八腔

zubaba

细节展示



专业猪精检测水准


- 高透光率
- 高容错率
- 高生产工艺

更多量 | 八腔

可同时分析测量多批精液。
不同公猪的精液也可以在
一片玻片上进行比较。




细节展示



盖玻片 "NO"

一体化使用
轻松节省成本



高端 | 虹吸设计

精液从加样口自动吸入，
快速充满整个分腔室。

售后

服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的质量问题换新服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

0532-88983400

如需转送本产品，请将本说明书随同转送。

产品升级，规格参数如有更新，恕不另行通知，实际产品的形式和颜色则可能与实物所显示略有不同，请以实物为准。

青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.

地址：山东省青岛市城阳区成康路328号甲6号楼402室

全国售后服务热线：0532-88983400

网址：<http://www.pcp-ai.com.com>

邮箱：zubaba@zubaba.cn



订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	