


zubaba



Back fat caliper

母猪背膘卡尺说明书

JDF-10

感谢阁下回顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书！

Reed instriation manual carefully before use

简介

你选择了母猪背膘尺

母猪背膘尺是通过测定母猪P2点的背膘值，来确定母猪合理的饲喂量，是否应该加/减料。

你的背膘尺采用不锈钢表盘搭配优质塑胶包边，不伤手可以安全无忧的使用很多年。

收益最大化

更少的成本

简易的操作

直观的数据

稳定的使用

产品规格：



产品尺寸：平展最长37cm,把手宽20cm。

产品净重：500g


材质：不锈钢表盘+塑料把手

产地：青岛


测量方法



1. 首先在母猪身上找到最后一根肋骨的位置



2. 把饲喂尺放置于最后一根肋骨的脊柱中央部分



3. 轻轻闭合卡尺测量点，动作不要太过用力，两个位点刚好触及皮肤即可



数据说明



shape1.



shape2.



shape3.



shape4.



shape5.

当指针数值在shape1范围内，说明母猪过瘦.需喂料2.25kg~2.75kg

当指针数值在shape2范围内，说明母猪也瘦.需喂料2.00kg~2.50kg

当指针数值在shape3范围内，说明母猪背膘值标准，需喂料1.80kg~2.30kg

当指针数值在shape4范围内，说明母猪过胖，需喂料1.58kg~2.08kg

当指针数值在shape5范围内，说明母猪更胖，需喂料1.35kg~1.85kg

测量周期

● 后备母猪

时间 配种后第七天开始进行测量并记录，
7天后按照每隔三周进行一次测量（共测量5次）。

喂料 根据饲喂尺测量后所示的标准状态，
进行饲料量调节。

配种第93天以后加料900g。



● 经产母猪


时间 配种后当天开始进行测量并记录，
然后按照每隔三周进行一次测量（共测量4次）。

喂料 根据饲喂尺测量后所示的标准状态，
进行饲料量调节。

配种第93天以后加料900g。（也可按管理员经验判断加料量多少）



细节展示



刻度

根据指针所指的位置，判断肥瘦

1, 2区间太瘦；3区间标准；4, 5区间太胖

加料等级及加料量

根据指针所在的区间，调节母猪的饲喂量（5个区间）

标准值1.8KG是参考值

应该根据平常实际饲喂量来衡量
在1-2范围内应加料，在4-5范围内应减料

zubaba

细节展示



读数简单、直观

应该根据平常实际饲喂量来衡量
在1-2范围内应加料，在4-5范围内应减料

无品系之分，猪通用

无论长白和大白，后背母猪和经产母猪只是测量周期不同



使用时间

配种到分娩期全程都可以使用

双手握持

轻轻一卡就完事



售后

服务保证

每台zubaba产品均可享受长达1年的质量问题换新服务。如果您在使用中遇到问题，请致电我们的售后热线：

0532-88983400

如需转送本产品，请将本说明书随同转送。

产品升级，规格参数如有更新，恕不另行通知，实际产品的形式和颜色则可能与实物所显示略有不同，请以实物为准。

青岛东吉丰畜牧科技有限公司

QINGDAO DONGJIFENG FARM TECHNOLOGY CO.LTD.

地址：山东省青岛市城阳区成康路328号甲6号楼402室

全国售后服务热线：0532-88983400

网址：<http://www.pcp-ai.com.com>

邮箱：zubaba@zubaba.cn



订单编号	
退货原因	
希望我司如何处理：退货 ☐ 换货 ☐ 维修 ☐	
产品故障	
您的地址	
拍的账号	
退货明细	
您的姓名	
联系方式	